

- 5710-02** ARMLENE TIL DUSJSETE GRÅ (NRF 60 35 912 / RSK 797 24 67) ARM SUPPORT, GREY
5710-B-02 ARMLENE TIL DUSJSETE SVART (NRF 60 35 913 / RSK 797 24 68) ARM SUPPORT, BLACK

MONTERINGSANVISNING **BANO ARMLEN TIL DUSJSETE**

BANO ARMREST / BANO SIDOSTÖD / BANO ARMLÆN



BANOs produkter oppfyller kravene til EUs sikkerhetskrav i "Direktiv for medisinsk utstyr" 93/42/EEC, klasse 1.



Ved fabrikkasjonsfeil gir BANO kunder rett til å bytte produktet til tilsvarende produkt, eller produkt med tilsvarende egenskaper, i 3 år fra installasjon.



Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation. BANO garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL



MONTERINGSANVISNING

BANO ARMLEN TIL DUSJSETE

INNHOOLD / CONTENTS / INNEHÅLL / INDHOLD:

1 STK HØYRE ARMLEN / 1 RIGHT ARM SUPPORT / 1 ST HÖGER SIDOSTÖD / 1 STK HØJRE ARMLÆN
1 STK VENSTRE ARMLEN / 1 LEFT ARM SUPPORT / 1 ST VÄNSTER SIDOSTÖD / 1 STK VENSTRE ARMLÆN

5710-02 ARMLENE, GRÅ / ARM SUPPORT, GREY / SIDOSTÖD, GRÅ / ARMLÆN, GRÅ
5710-B-02 ARMLENE, SVART / ARM SUPPORT, BLACK / SIDOSTÖD, SVART / ARMLÆN, SORT

NO: MONTERING

Monter først opp dusjsetet med høydejustering i henhold til monteringsanvisningen for dusjsetet. Høyre og venstre armlen settes så på plass ved å føre de ned i det runde sporet fra oversiden av veggbrakettene til dusjsetet.

ENG: INSTALLATION

Assemble the height-adjustable shower seat according to the installation instructions for the shower seat. Insert the right and left arm support into the wall brackets from above.

SE: MONTERING

Montera först upp duschsitsen med höjdjustering enligt duschsitsens monteringsanvisning. Höger och vänster sidostöd sätts på plats genom att föra ner dem i det runda spåret från ovansidan av monteringsfästena på duschsitsen.

DK: MONTERING

Monter brusesæder først, i henhold til monteringsanvisningen. Højre og venstre armlæn sættes på plads ved at sætte dem ned i de runde profiler fra toppen af brusesædets monteringsbeslag.