



Livskvalitet sedan 1825

Hjälpmedel – vägghängd toalett Nautic 1522 med extern cistern

Med hårdsits och vingmutterfästen, vit, Hygienic
Flush



Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm

Artikelnummer

RSK-nr.
7805083

Art-nr.
GB11522401225

EAN
7391530087047

Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 358 mm | Höjd: 1010 mm


Vikt: 34.5 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning samt monteringsatts för respektive wc-stol. För montage på klena väggar rekommenderas Triomont WC/bidé-fixtur, RSK 382 57 56. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 71,49 kg