



Livskvalitet sedan 1825

Hjälpmedel – toalett Nautic 1546 – förhöjd

Med hårdsits och vingmutterfästen, vit, Hygienic Flush

Produktegenskaper

- Högre sitthöjd än övriga modeller, 460 mm
- Ergonomisk förhöjd spolknapp
- Spolar ända upp till kanten för bättre hygien

Artikelnummer

RSK-nr.
7820036

Art-nr.
GB111546401225

EAN
7391530086903

Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 358 mm | Höjd: 1010 mm


Vikt: 34.5 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande monteringsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer Manual. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 78,64 kg

